

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RLN1



Numéro de catalogue: 23852-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

23852-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 347 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG20880

Numéro d'acquisition GenBank:

BC005956

Identification du gène (NCBI):

6013

Nom complet:

relaxin 1

MW calculé

185 aa, 21 kDa

Méthode de purification:

Purifié par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IHC 1:50-1:500

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, IHC, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

IHC : tissu d'hyperplasie de la prostate humain, tissu testiculaire humain

IF : cellules HeLa,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human prostate hyperplasia tissue slide using 23852-1-AP (RLN1 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).