

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-BTBD8



Numéro de catalogue: 23897-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

23897-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC013922

Méthode de purification:

Purifié par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 650 µg/ml by Nanodrop and 433 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

284697

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

Hôte:

Lapin

Nom complet:

BTB (POZ) domain containing 8

MW calculé

278 aa, 43 kDa

Isotype:

IgG

MW observés:

43 kDa, 34 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG20960

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, cellules HepG2

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

BTBD8, also named as BTB/POZ domain-containing protein 8, is a 378 amino acid protein, which is highly expressed in fetal brain and localizes in the nucleus. BTBD8 exists two isoforms and the molecular weight of isoforms are 43 kDa and 35 kDa.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 23897-1-AP (BTBD8 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.