

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ANKRD50



Numéro de catalogue: 24032-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
24032-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 850 µg/ml by
Nanodrop and 293 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG21237

Numéro d'acquisition GenBank:
BC024725

Identification du gène (NCBI):
57182

Nom complet:
ankyrin repeat domain 50

MW calculé
1429 aa, 156 kDa

MW observés:
137-156 kDa

Méthode de purification:

Purifié par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000
for WB
IF 1:20-1:200

Applications

Applications testées:
IF, IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293,
IP : cellules HEK-293,
IF : cellules HEK-293,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24032-1-AP (ANKRD50 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-ANKRD50 (IP:24032-1-AP, 5ug; Detection:24032-1-AP 1:300) with HEK-293 cells lysate 4000ug.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HEK-293 cells using 24032-1-AP (ANKRD50 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).