

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-TMEM201



Numéro de catalogue: 24092-1-AP

1 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

24092-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 233 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG21360

Numéro d'acquisition GenBank:

BC137291

Identification du gène (NCBI):

199953

Nom complet:

transmembrane protein 201

MW calculé

666 aa, 72 kDa

MW observés:

43-45 kDa

Méthode de purification:

Purifié par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

## Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris,

## Informations générales

### Publications notables

Auteur	Pubmed ID	Journal	Application
Desheng Chen	37373430	Int J Mol Sci	WB, IHC

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24092-1-AP (TMEM201 Antibody) at dilution of 1:100 incubated at room temperature for 1.5 hours.