

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-JNK



Numéro de catalogue: 24164-1-AP

117 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

24164-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 287 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG21426

Numéro d'acquisition GenBank:

BC130572

Identification du gène (NCBI):

5599

Nom complet:

mitogen-activated protein kinase 8

MW calculé

48 kDa

MW observés:

40 kDa, 48 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:2000-1:16000

IHC 1:50-1:500

IF 1:200-1:800

Applications

Applications testées:

FC, IF, IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

CoIP, IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, porc, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules A431, cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules Jurkat, cellules Neuro-2a, cellules NIH/3T3, tissu cérébral de rat, tissu cérébral de souris

IHC : tissu de cancer du côlon humain, tissu de cancer de l'estomac humain

IF : cellules Jurkat,

Informations générales

MAPK8 (Mitogen-activated protein kinase 8) is also named as JNK1, PRKM8, SAPK1, SAPK1C and belongs to the MAP kinase subfamily. MAPK8 is activated by dual phosphorylation at a Thr-Pro-Tyr motif during response to UV light. MAPK8 functions to phosphorylate c-Jun at N-terminal serine regulatory sites of Ser-63 and Ser-73, mapping within the transactivation domain. Phosphorylation of these sites in response to UV results in transcriptional activation of c-Jun. It has some isoforms produced by alternative splicing with the molecular weight of 46 kDa and 48 kDa. This protein can be phosphorylated and this antibody recognizes the 46 kDa and 55 kDa bands in western blot (PMID:11062067). This antibody can recognize JNK1, JNK2 and JNK3.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Fudi Lin	31547097	Mar Drugs	WB
Zhiwei Wang	30248660	Thromb Res	WB
Minjing Li	31546831	Biomolecules	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed Jurkat cells using JNK antibody (24164-1-AP) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24164-1-AP (JNK antibody) at dilution of 1:10000 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24164-1-AP (JNK antibody) at dilution of 1:8000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 24164-1-AP (JNK antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 24164-1-AP (JNK antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



1×10^6 HeLa cells were intracellularly stained with 0.4 μ g Anti-Human JNK (24164-1-AP) and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) at dilution 1:1000 (red), or 0.4 μ g Isotype Control. Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011).