

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-IL-1F6/IL-36 Alpha



Numéro de catalogue: 24173-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

24173-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 750 µg/ml by Nanodrop and 353 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG21487

Numéro d'acquisition GenBank:

BC107043

Identification du gène (NCBI):

27179

Nom complet:

interleukin 1 family, member 6 (epsilon)

MW calculé

158 aa, 18 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Demandes citées:

IHC

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

IHC : tissu de gliome humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Ozan Erdem	34289144	J Cutan Pathol	IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human gliomas tissue slide using 24173-1-AP (IL-1F6 / IL-36a) antibody at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human gliomas tissue slide using 24173-1-AP (IL-1F6 / IL-36a) antibody at dilution of 1:50 (under 40x lens).