

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PREX2



Numéro de catalogue: 24195-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 24195-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC148795	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 700 µg/ml by Nanodrop and 360 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 80243	Dilutions recommandées: IHC 1:50-1:500 IF 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate-dependent Rac exchange factor 2	
Isotype: IgG	MW calculé 1606 aa, 183 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG19439	MW observés: 182 kDa	

Applications

Applications testées:

IF, IHC, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

IHC : tissu cardiaque humain, tissu cérébral humain, tissu de cervelet humain

IF : cellules U2OS,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human heart tissue slide using 24195-1-AP (PREX2 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens)..



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human heart tissue slide using 24195-1-AP (PREX2 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens)..



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed U2OS cells using 24195-1-AP (PREX2 antibody) at dilution of 1:100 and CoraLite488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).