

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Frizzled 2



Numéro de catalogue: 24272-1-AP

7 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

24272-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 800 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG18003

Numéro d'acquisition GenBank:

BC113402

Identification du gène (NCBI):

2535

Nom complet:

frizzled homolog 2 (Drosophila)

MW calculé

565 aa, 64 kDa

MW observés:

64 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules Caco-2, cellules HEK-293, tissu de côlon de souris, tissu rénal de rat

IF : cellules U2OS,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Wenjia Liu	30555565	Theranostics	WB
Yi Liu	33997170	Genes Dis	WB
Ying Xu	34425061	Pharm Biol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24272-1-AP (Frizzled 2 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed U2OS cells using Frizzled 2 antibody (24272-1-AP) at dilution of 1:200 and CoraLite® 488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L), CL594-Phalloidin (red).