

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-cIAP2



Numéro de catalogue: 24304-1-AP

14 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
24304-1-AP

Taille:  
150ul, Concentration: 650 µg/ml by Nanodrop and 313 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG20143

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC027485

Identification du gène (NCBI):  
330

Nom complet:  
baculoviral IAP repeat-containing 3

MW calculé  
604 aa, 68 kDa

MW observés:  
68 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:  
WB 1:2000-1:12000  
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:2000 for WB  
IHC 1:50-1:500

## Applications

Applications testées:  
IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:  
IHC, WB

Spécificité de l'espèce:  
Humain

Espèces citées:  
Humain, souris

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

Contrôles positifs:

WB : cellules Daudi, cellules HeLa, cellules Raji, cellules RAW 264.7, cellules U-937

IP : cellules Daudi,

IHC : tissu d'amygdalite humain, tissu de cancer du poumon humain, tissu testiculaire humain

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jinguo Zhang	33042828	Front Oncol	IHC
Yu Zhang	36204886	J Cancer Res Ther	WB,IHC
Lei Wang	32882585	Biomed Pharmacother	WB

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24304-1-AP (cIAP2 antibody) at dilution of 1:6000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 24304-1-AP (cIAP2 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 24304-1-AP (cIAP2 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



IP Result of anti-cIAP2 (IP:24304-1-AP, 4ug; Detection:24304-1-AP 1:1000) with Daudi cells lysate 2800ug.