

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZNF366



Numéro de catalogue: 24340-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

24340-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC121053

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop and 420 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

167465

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

Hôte:

Lapin

Nom complet:

zinc finger protein 366

MW calculé

744 aa, 85 kDa

Isotype:

IgG

MW observés:

90-100 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG19591

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Contrôles positifs:

WB : tissu cardiaque de souris, tissu de muscle squelettique de souris

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse heart tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24340-1-AP (ZNF366 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.