

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-UGT2A1



Numéro de catalogue: 24343-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 24343-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC157012	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 10941	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:3000
Hôte: Lapin	Nom complet: UDP glucuronosyltransferase 2 family, polypeptide A1	
Isotype: IgG	MW calculé: 527 aa, 60 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG19421	MW observés: 50-53 kDa	

Applications

Applications testées: WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : cellules SH-SY5Y, cellules C6
Spécificité de l'espèce: Humain, rat	

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24343-1-AP (UGT2A1 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.