

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DMRTA1



Numéro de catalogue: 24356-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

24356-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 650 µg/ml by Nanodrop and 653 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG18796

Numéro d'acquisition GenBank:

BC130437

Identification du gène (NCBI):

63951

Nom complet:

DMRT-like family A1

MW calculé

504 aa, 53 kDa

MW observés:

60-70 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu hépatique de souris,

IP : tissu hépatique de souris,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24356-1-AP (DMRTA1 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.

IP Result of anti-DMRTA1 (IP:24356-1-AP, 3ug; Detection:24356-1-AP 1:500) with mouse liver tissue lysate 3000ug.