

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-BPIL3



Numéro de catalogue: 24426-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

24426-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG18833

Numéro d'acquisition GenBank:

BC146464

Identification du gène (NCBI):

128859

Nom complet:

bactericidal/permeability-increasing protein-like 3

MW calculé

453 aa, 50 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

BPIL3 (Bactericidal/permeability-increasing protein-like 3), also known as BPIFB6 (BPI fold-containing family B member 6), belongs to the lipid transfer (LT)/lipopolysaccharide (LPS)-binding protein family. LT/LBP proteins are capable of binding phospholipids and LPS. Expression of BPIL3 gene was detected at very low levels in normal tonsils, and at high levels in hypertrophic tonsils (PMID: 12185532). BPIL3 may play a role in innate immunity.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

