

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-AMTN



Numéro de catalogue: 24463-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

24463-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 220 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG18439

Numéro d'acquisition GenBank:

BC121817

Identification du gène (NCBI):

401138

Nom complet:

amelotin

MW calculé

209 aa, 22 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

souris

Contrôles positifs:

IF : cellules A431,

Informations générales

Amelotin, also named as AMTN, is a novel factor produced by ameloblasts that plays a critical role in the formation of dental enamel.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Chang Xu	32946165	Oral Dis	IHC, WB
Cong Li	34709488	J Mol Histol	IHC, IF
Yikang Ji	33772937	Dev Dyn	IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed A431 cells using 24463-1-AP (AMTN antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).