

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PHF12



Numéro de catalogue: 24485-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

24485-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop and 473 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG18471

Numéro d'acquisition GenBank:

BC121043

Identification du gène (NCBI):

57649

Nom complet:

PHD finger protein 12

MW calculé

1004 aa, 110 kDa

MW observés:

110-120 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:500-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris, tissu pulmonaire de souris

IP : tissu cérébral de souris,

Informations générales

Plant homeodomain [PHD] zinc finger protein 12 (PHF12), also known Pf1, is a member of the PHD zinc finger family of proteins. Pf1 associates with a chromatin-interacting protein complex comprised of MRG15, Sin3B, and histone deacetylase 1 (HDAC1) that functions as a transcriptional modulator.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Gongwei Wu	33426808	EMBO Rep	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24485-1-AP (PHF 12 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.

IP Result of anti-PHF 12 (IP:24485-1-AP, 4ug; Detection:24485-1-AP 1:500) with mouse brain tissue lysate 3600ug.