

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-DNAH17



Numéro de catalogue: 24488-1-AP

7 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue: 24488-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC112284	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 800 µg/ml by Nanodrop and 427 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 8632	Dilutions recommandées: IHC 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: dynein, axonemal, heavy chain 17	
Isotype: IgG	MW calculé 4485 aa, 512 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG20033		

## Applications

Applications testées: IHC, ELISA	Contrôles positifs: IHC : tissu rénal humain,
Demandes citées: IF, WB	
Spécificité de l'espèce: Humain	
Espèces citées: Humain, souris	
<b>Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.</b>	

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Rui Zheng	34373205	Reprod Biomed Online	IF
Yihong Yang	32681648	Clin Genet	IF
Yaqian Li	33403504	J Assist Reprod Genet	IF

## Stockage


**Stockage:**  
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.  
**Tampon de stockage:**  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)  
E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 24488-1-AP (DNAH17 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 24488-1-AP (DNAH17 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).