

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TMEM120B



Numéro de catalogue: 24539-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

24539-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 850 µg/ml by Nanodrop and 540 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG21609

Numéro d'acquisition GenBank:

BC127768

Identification du gène (NCBI):

144404

Nom complet:

transmembrane protein 120B

MW calculé

339 aa, 40 kDa

MW observés:

50 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu de cervelet de souris,

Informations générales

TMEM120B also named as transmembrane protein 120B is 339 amino acid multi-pass membrane protein, which belongs to the TMEM120 family and localizes in membrane. The function of TMEM120B is still non-known.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse cerebellum tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24539-1-AP (TMEM120B Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.