

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Septin 14



Numéro de catalogue: 24590-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

24590-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 193 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG20181

Numéro d'acquisition GenBank:

BC153166

Identification du gène (NCBI):

346288

Nom complet:

septin 14

MW calculé

432 aa, 50 kDa

MW observés:

50 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de rat, tissu testiculaire de souris

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yu-Hua Lin	33228246	Biomedicines	IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



rat testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24590-1-AP (Septin 14 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.