

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-BEND4



Numéro de catalogue: 24711-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:	Numéro d'acquisition GenBank:	Méthode de purification:
24711-1-AP	BC128592	Purification par affinité contre l'antigène
Taille:	Identification du gène (NCBI):	Dilutions recommandées:
150ul, Concentration: 650 µg/ml by Nanodrop and 267 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	389206	WB 1:500-1:2000
Hôte:	Nom complet:	IHC 1:20-1:200
Lapin	BEN domain containing 4	
Isotype:	MW calculé	
IgG	534 aa, 58 kDa	
Immunogen Catalog Number:	MW observés:	
AG20169	55-58 kDa, 33-36 kDa	

Applications

Applications testées:	Contrôles positifs:
IHC, WB, ELISA	WB : tissu testiculaire de souris,
Spécificité de l'espèce:	IHC : tissu de cancer du côlon humain, tissu cardiaque humain
Humain, souris	
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6.0.	

Informations générales

BEND4, also named as CCDC4, has 5 isoforms with MW 55-58 kDa, 45-48 kDa and 36 kDa.

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24711-1-AP (BEND4 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human heart tissue slide using 24711-1-AP (BEND4 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 24711-1-AP (BEND4 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).