

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-BTBD16



Numéro de catalogue: 24733-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

24733-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 347 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG20672

Numéro d'acquisition GenBank:

BC109262

Identification du gène (NCBI):

118663

Nom complet:

BTB (POZ) domain containing 16

MW calculé

507 aa, 59 kDa

MW observés:

60 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris,

IHC : tissu rénal humain,

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Informations générales

BTBD16 also named as BTB (POZ) domain containing 16 or C10orf87 is 506 amino acid protein, which one BTB domain. The molecular weight of BTBD16 is 58kDa. The function of BTBD16 protein is still non-known.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 24733-1-AP (BTBD16 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24733-1-AP (BTBD16 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.