

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZNF674



Numéro de catalogue: 24747-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

24747-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC157038

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

641339

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Hôte:

Lapin

Nom complet:

zinc finger family member 674

Isotype:

IgG

MW calculé

581 aa, 67 kDa

MW observés:

63-67 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG21576

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Contrôles positifs:

WB : cellules COLO 320, cellules HepG2

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24747-1-AP (ZNF674 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.