

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RPS6KL1



Numéro de catalogue: 24757-1-AP

Informations de base

| | | |
|---|---|--|
| Numéro de catalogue: 24757-1-AP | Numéro d'acquisition GenBank: BC004540 | Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène |
| Taille: 150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 327 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard; | Identification du gène (NCBI): 83694 | Dilutions recommandées: WB 1:500-1:1000 IHC 1:20-1:200 |
| Hôte: Lapin | Nom complet: ribosomal protein S6 kinase-like 1 | |
| Isotype: IgG | MW calculé: 549 aa, 60 kDa | |
| Immunogen Catalog Number: AG15099 | MW observés: 59 kDa | |

Applications

Applications testées:
IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, Hamster

Contrôles positifs:

WB : cellules CHO,

IHC : tissu testiculaire humain, tissu de côlon humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



CHO cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24757-1-AP (RPS6KL1 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 24757-1-AP (RPS6KL1 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 24757-1-AP (RPS6KL1 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).