

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-C15orf29



Numéro de catalogue: 24795-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

24795-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop and 460 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG20700

Numéro d'acquisition GenBank:

BC026234

Identification du gène (NCBI):

79768

Nom complet:

chromosome 15 open reading frame 29

MW calculé

304 aa, 35 kDa

MW observés:

28 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules Neuro-2a, tissu placentaire humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24795-1-AP (C15orf29 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.