

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-C19orf61



Numéro de catalogue: 24797-1-AP **Phare**

Informations de base

Numéro de catalogue:
24797-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 650 µg/ml by
Nanodrop and 380 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG14965

Numéro d'acquisition GenBank:
BC008869

Identification du gène (NCBI):
56006

Nom complet:
chromosome 19 open reading frame
61

MW calculé
520 aa, 58 kDa

MW observés:
57-65 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:1000
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000
for WB
IF 1:20-1:200

Applications

Applications testées:
IF, IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa,

IP : cellules HeLa,

IF : cellules HeLa,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




WB result of C19orf61 antibody (24797-1-AP; 1:1000; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-C19orf61 transfected HeLa cells.



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24797-1-AP (C19orf61 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-C19orf61 (IP:24797-1-AP, 3ug; Detection:24797-1-AP 1:500) with HeLa cells lysate 2000ug.



Immunofluorescent analysis of HeLa cells using 24797-1-AP (C19orf61 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).