

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZFYVE21



Numéro de catalogue: 24806-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
24806-1-AP

Taille:  
150ul, Concentration: 800 µg/ml by  
Nanodrop and 400 µg/ml by Bradford  
method using BSA as the standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG20024

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC001130

Identification du gène (NCBI):  
79038

Nom complet:  
zinc finger, FYVE domain containing  
21

MW calculé  
234 aa, 27 kDa

MW observés:  
26-28 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre  
l'antigène

Dilutions recommandées:  
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:150-1:600 for  
WB

## Applications

Applications testées:  
IP, ELISA

Spécificité de l'espèce:  
Humain

Contrôles positifs:

IP: cellules HT-1080,

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



IP Result of anti-ZFYVE21 (IP:24806-1-AP, 4ug;  
Detection:24806-1-AP 1:300) with HT-1080 cells  
lysate 2800ug.