

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-BAIAP3



Numéro de catalogue: 24836-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

24836-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 900 µg/ml by Nanodrop and 313 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG21219

Numéro d'acquisition GenBank:

BC104966

Identification du gène (NCBI):

8938

Nom complet:

BAI1-associated protein 3

MW calculé

1187 aa, 132 kDa

MW observés:

130 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

IF 1:10-1:100

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris,

IF : cellules SH-SY5Y,

Informations générales

Publications notables

| Autrice | Pubmed ID | Journal | Application |
|----------------|-----------|-------------------|-------------|
| Wen-Qing Huang | 33561007 | Aging (Albany NY) | WB |
| Ada M-C Ho | 32339108 | J Affect Disord | WB |

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24836-1-AP (BAIAP3 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of SH-SY5Y cells using 24836-1-AP (BAIAP3 antibody) at dilution of 1:25 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).