

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-WFDC3



Numéro de catalogue: 24917-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

24917-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC148860

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 267 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

140686

Dilutions recommandées:

IHC 1:20-1:200

Hôte:

Lapin

Nom complet:

WAP four-disulfide core domain 3

MW calculé

231 aa, 25 kDa

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG20207

Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Contrôles positifs:

IHC : tissu pancréatique humain, tissu testiculaire humain

Demandes citées:

CoIP, IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Tianqi Liu	37443102	Cell Death Dis	WB, IHC, IF, CoIP

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas tissue slide using 24917-1-AP (WFDC3 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas tissue slide using 24917-1-AP (WFDC3 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).