

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-NLRP10



Numéro de catalogue: 24924-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

24924-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 247 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG20697

Numéro d'acquisition GenBank:

BC104957

Identification du gène (NCBI):

338322

Nom complet:

NLR family, pyrin domain containing 10

MW calculé

655 aa, 75 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:300-1:2000

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de *TE buffer pH 9.0*; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : Protéine recombinante,

IHC : tissu cardiaque humain, tissu cutané humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



0.5ug recombinant protein detected with NLRP10 antibody 1:8,000.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human heart tissue slide using 24924-1-AP (NLRP10 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human heart tissue slide using 24924-1-AP (NLRP10 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).