

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-LCE1A



Numéro de catalogue: 24956-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:

24956-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC153155

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 900 µg/ml by Nanodrop and 433 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

353131

Dilutions recommandées:

IHC 1:20-1:200

Hôte:

Lapin

Nom complet:

late cornified envelope 1A

Isotype:

IgG

MW calculé

110 aa, 11 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG21047

## Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Contrôles positifs:

IHC : tissu œsophagien humain,

Spécificité de l'espèce:

Humain

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (\*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

## Informations générales

late cornified envelope 1A (LCE1A), also named as LEP1, is a 110 amino acid protein, which belongs to the LCE family. LCE1A is a Precursor of the cornified envelope of the stratum corneum. LCE1A is detected in dult trunk skin, adult arm skin, fetal skin, penal skin, vulva, esophagus and tongue.

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)


W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human oesophagus tissue slide using 24956-1-AP (LCE1A Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human oesophagus tissue slide using 24956-1-AP (LCE1A Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).