

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-C10orf68



Numéro de catalogue: 24975-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 24975-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC125091	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 750 µg/ml by Nanodrop and 360 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 79741	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:1000 IHC 1:50-1:500 IF 1:10-1:100
Hôte: Lapin	Nom complet: chromosome 10 open reading frame 68	
Isotype: IgG	MW calculé: 628 aa, 71 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG21682	MW observés: 65 kDa	

Applications

Applications testées: IF, IHC, WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : cellules A549, cellules COS-7 IHC : tissu rénal humain, IF : cellules HEK-293,
Spécificité de l'espèce: Humain, singe	
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.	

Informations générales

chromosome 10 open reading frame 68 (C10orf68) is a 628 amino-acid protein, which may have three isoforms. The function of C10orf68 is still non-known and needs to be further studied.

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 24975-1-AP (C10orf68 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



A549 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24975-1-AP (C10orf68 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of HEK-293 cells using 24975-1-AP (C10orf68 antibody) at dilution of 1:25 and Rhodamine-Goat anti-Rabbit IgG.