

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-C18orf21



Numéro de catalogue: 24977-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 24977-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC119766	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 83608	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:1000 IHC 1:20-1:200 IF 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: chromosome 18 open reading frame 21	
Isotype: IgG	MW calculé: 220 aa, 25 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG21782	MW observés: 25-28 kDa	

Applications

Applications testées: IF, IHC, WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : cellules COLO 320, IHC : tissu pancréatique humain, tissu de cancer du côlon humain IF : cellules COLO 320,
Spécificité de l'espèce: Humain	
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.	

Informations générales

C18orf21, also named as XTP13, belongs to the UPF0711 family. The MW is 25-28 kDa in WB detection.

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




COLO 320 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24977-1-AP (C18orf21 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 24977-1-AP (C18orf21 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas tissue slide using 24977-1-AP (C18orf21 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed COLO 320 cells using 24977-1-AP (C18orf21 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).