

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-FDXACB1



Numéro de catalogue: 24981-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

24981-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 750 µg/ml by Nanodrop and 353 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG21785

Numéro d'acquisition GenBank:

BC127680

Identification du gène (NCBI):

91893

Nom complet:

ferredoxin-fold anticodon binding domain containing 1

MW calculé

624 aa, 70 kDa

MW observés:

65-70 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu placentaire humain, cellules PC-3

IHC : tissu testiculaire humain,

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



human placenta tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 24981-1-AP (FDXACB1 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 24981-1-AP (FDXACB1 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 24981-1-AP (FDXACB1 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).