

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-SP2



Numéro de catalogue: 25000-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:

25000-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG8060

Numéro d'acquisition GenBank:

BC016680

Identification du gène (NCBI):

6668

Nom complet:

Sp2 transcription factor

MW calculé

65 kDa

MW observés:

72 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

## Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat, cellules C6, cellules HEK-293, cellules K-562

## Informations générales

SP2 also named as Sp2 transcription factor or KIAA0048 is a 613 amino acid protein, which contains 3 C2H2-type zinc fingers and belongs to the sp1 C2H2-type zinc finger protein family. SP2 binds to box promoters elements and selectively activates mRNA synthesis from genes that contain functional recognition sites in nucleus. SP2 may regulate expression of the T-cell antigen receptor (TCR) gene.

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)


W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25000-1-AP (SP2 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



K-562 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25000-1-AP (SP2 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.