

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-UROC1



Numéro de catalogue: 25032-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

25032-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 800 µg/ml by Nanodrop and 393 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG18143

Numéro d'acquisition GenBank:

BC115405

Identification du gène (NCBI):

131669

Nom complet:

urocanase domain containing 1

MW calculé

676 aa, 75 kDa

MW observés:

65-70 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:200-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu hépatique de souris,

IP : tissu hépatique de souris,

Informations générales

UROC1, also named as Urocanase and Imidazolonepropionate hydrolase, is involved in Urocanase deficiency (UROCD). UROC1 has some isoforms with MW 65-75 kDa and 80 kDa.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25032-1-AP (UROC1 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.

IP Result of anti-UROC1 (IP:25032-1-AP, 4ug; Detection:25032-1-AP 1:300) with mouse liver tissue lysate 4000ug.