

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ARRDC3



Numéro de catalogue: 25060-1-AP

Phare

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

25060-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 260 µg/ml by Nanodrop and 180 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG18717

Numéro d'acquisition GenBank:

BC053619

Identification du gène (NCBI):

57561

Nom complet:

arrestin domain containing 3

MW calculé

414 aa, 46 kDa

MW observés:

46 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IF 1:10-1:100

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

IF : cellules PC-12,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jingjing Yao	27109471	Biochem Biophys Res Commun	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



MCF-7 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25060-1-AP (ARRDC 3 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of PC-12 cells using 25060-1-AP (ARRDC 3 antibody) at dilution of 1:25 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).