

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TPTE2



Numéro de catalogue: 25120-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:	Numéro d'acquisition GenBank:	Méthode de purification:
25120-1-AP	BC128146	Purification par affinité contre l'antigène
Taille:	Identification du gène (NCBI):	Dilutions recommandées:
150ul, Concentration: 550 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	93492	WB 1:200-1:1000
Hôte:	Nom complet:	IHC 1:100-1:400
Lapin	transmembrane phosphoinositide 3-phosphatase and tensin homolog 2	IF 1:20-1:200
Isotype:	MW calculé	
IgG	522 aa, 61 kDa	
Immunogen Catalog Number:	MW observés:	
AG19169	38-60 kDa	

Applications

Applications testées:	Contrôles positifs:
IF, IHC, WB, ELISA	WB : cellules L02,
Spécificité de l'espèce:	IHC : tissu de cancer du foie humain,
Humain	IF : cellules L02,
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.	

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




L02 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25120-1-AP (TPTE2 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at 4 degree celsius over night.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 25120-1-AP (TPTE2 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 25120-1-AP (TPTE2 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).



Immunofluorescent analysis of L02 cells using 25120-1-AP (TPTE2 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).