

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-UBAC2



Numéro de catalogue: 25122-1-AP

Phare

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

25122-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 900 µg/ml by Nanodrop and 460 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG19142

Numéro d'acquisition GenBank:

BC121139

Identification du gène (NCBI):

337867

Nom complet:

UBA domain containing 2

MW calculé

344 aa, 39 kDa

MW observés:

35 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IHC 1:50-1:500

IF 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, RIP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules MCF-7, cellules HEK-293, tissu rénal de souris

IHC : tissu de cancer du côlon humain, tissu testiculaire humain

IF : cellules HEK-293,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Chaohui Gu	32913183	Cell Death Dis	WB,IHC,IF,RIP
Charles P Hinzman	35656858	J Extracell Vesicles	WB
Linhan Wang	35961308	Mol Cell	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 25122-1-AP (UBAC2 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 25122-1-AP (UBAC2 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).



MCF-7 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25122-1-AP (UBAC2 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of HEK-293 cells using 25122-1-AP (UBAC2 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).