

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-ARAP2



Numéro de catalogue: 25143-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
25143-1-AP

Taille:  
150ul, Concentration: 750 µg/ml by Nanodrop and 427 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG18469

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC105089

Identification du gène (NCBI):  
116984

Nom complet:  
ArfGAP with RhoGAP domain, ankyrin repeat and PH domain 2

MW calculé:  
1704 aa, 193 kDa

MW observés:  
180-200 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:  
WB 1:500-1:1000  
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000 for WB

## Applications

Applications testées:  
IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:  
Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris, tissu cérébral de rat

IP : tissu cérébral de souris,

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25143-1-AP (ARAP2 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.

IP Result of anti-ARAP2 (IP:25143-1-AP, 4ug; Detection:25143-1-AP 1:300) with mouse brain tissue lysate 4000ug.