

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-WDR20



Numéro de catalogue: 25164-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

25164-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 900 µg/ml by Nanodrop and 420 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG18353

Numéro d'acquisition GenBank:

BC030654

Identification du gène (NCBI):

91833

Nom complet:

WD repeat domain 20

MW calculé

569 aa, 63 kDa

MW observés:

63 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB: cellules HeLa,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Gaoyuan Wang	32774476	Oncol Lett	WB
Jiayin Sun	30968727	Artif Cells Nanomed Biotechnol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25164-1-AP (WDR20 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.