

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-HIVEP1



Numéro de catalogue: 25168-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 25168-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC140816	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 900 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 3096	Dilutions recommandées: IHC 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: human immunodeficiency virus type I enhancer binding protein 1	
Isotype: IgG	MW calculé 2718 aa, 297 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG18462		

Applications

Applications testées: IHC, ELISA	Contrôles positifs: IHC : tissu d'estomac humain, tissu testiculaire humain
Spécificité de l'espèce: Humain	
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.	

Informations générales

HIVEP1 (human immunodeficiency virus type I enhancer binding protein 1), also known as CIRIP (cirhin interaction protein), MBP-1 (major histocompatibility complex binding protein 1), ZNF40, CRYBP1 or PRDI1-BF1 (positive regulatory domain II binding factor 1), is a 2718 amino acid DNA-binding protein, which contains five C2H2-type zinc fingers. HIVEP1 may also participate in T-cell activation and apoptosis.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 25168-1-AP (HIVEP1 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human stomach tissue slide using 25168-1-AP (HIVEP1 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).