

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-COA1



Numéro de catalogue: 25197-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 25197-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC056884	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul	Identification du gène (NCBI): 55744	
Hôte: Lapin	Nom complet: chromosome 7 open reading frame 44	
Isotype: IgG	MW calculé 146 aa, 17 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG18313		

Applications

Applications testées:
ELISA
Spécificité de l'espèce:
Humain

Informations générales

COA1, also named as C7orf44 and MITRAC15, is a mitochondrial translation regulation assembly intermediate of cytochrome c oxidase protein with MW 15 kDa. It's a component of some MITRAC complex, a cytochrome c oxidase (COX) assembly intermediate complex that regulates COX assembly. COA1 is required for assembly of mitochondrial respiratory chain complex I and complex IV.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

