

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZNF124



Numéro de catalogue: 25216-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

25216-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 260 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG17165

Numéro d'acquisition GenBank:

BC099661

Identification du gène (NCBI):

7678

Nom complet:

zinc finger protein 124

MW calculé

351 aa, 40 kDa

MW observés:

40-45 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:1000-1:4000 for WB

IHC 1:20-1:200

IF 1:10-1:100

Applications

Applications testées:

IF, IHC, IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

WB : cellules SH-SY5Y, cellules U-937

IP : cellules SH-SY5Y,

IHC : tissu de gliome humain,

IF : cellules HepG2,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




SH-SY5Y cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25216-1-AP (ZNF 124 Antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-ZNF124 (IP:25216-1-AP, 4ug; Detection:25216-1-AP 1:2000) with SH-SY5Y cells lysate 1600ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human gliomas tissue slide using 25216-1-AP (ZNF 124 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



Immunofluorescent analysis of HepG2 cells using 25216-1-AP (ZNF 124 antibody) at dilution of 1:25 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).