

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MYT1L



Numéro de catalogue: 25234-1-AP

Phare

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

25234-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 800 µg/ml by Nanodrop and 513 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG18698

Numéro d'acquisition GenBank:

BC137273

Identification du gène (NCBI):

23040

Nom complet:

myelin transcription factor 1-like

MW calculé

1186 aa, 133 kDa

MW observés:

110 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HepG2, cellules HeLa

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jiayang Chen	34614421	Neuron	WB, IF
Zhengtao Yu	34848272	Brain Res Bull	WB
Young Mi Oh	36303071	Nat Neurosci	IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25234-1-AP (MYT1L Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.