

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-FNDC3A



Numéro de catalogue: 25240-1-AP

## Informations de base

<b>Numéro de catalogue:</b> 25240-1-AP	<b>Numéro d'acquisition GenBank:</b> BC132812	<b>Méthode de purification:</b> Purification par affinité contre l'antigène
<b>Taille:</b> 150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 307 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	<b>Identification du gène (NCBI):</b> 22862	<b>Dilutions recommandées:</b> WB 1:500-1:2000 IF 1:50-1:500
<b>Hôte:</b> Lapin	<b>Nom complet:</b> fibronectin type III domain containing 3A	
<b>Isotype:</b> IgG	<b>MW calculé:</b> 1198 aa, 132 kDa	
<b>Immunogen Catalog Number:</b> AG18736	<b>MW observés:</b> 120-130 kDa	

## Applications

<b>Applications testées:</b> IF, WB, ELISA	<b>Contrôles positifs:</b> WB : cellules HEK-293, tissu placentaire de souris IF : cellules U-251,
<b>Spécificité de l'espèce:</b> Humain, souris	

## Informations générales

### Stockage

**Stockage:**  
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.  
**Tampon de stockage:**  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25240-1-AP (FNDC3A Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed U-251 cells using FNDC3A antibody (25240-1-AP) at dilution of 1:200 and CoraLite® 488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L), CL594-Phalloidin (red).