

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-GPR103



Numéro de catalogue: 25247-1-AP

Phare

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

25247-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 260 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG19048

Numéro d'acquisition GenBank:

BC128133

Identification du gène (NCBI):

84109

Nom complet:

pyroglutamylated RFamide peptide receptor

MW calculé

431 aa, 49 kDa

MW observés:

50 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris,

IHC : tissu cérébral humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Huanzheng Li	34018631	J Clin Lab Anal	WB
Weiwei Wang	33655503	J Neurochem	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25247-1-AP (GPR103 antibody at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain tissue slide using 25247-1-AP (GPR103 antibody at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain tissue slide using 25247-1-AP (GPR103 antibody at dilution of 1:100 (under 40x lens).