

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-UAP1L1



Numéro de catalogue: 25262-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
25262-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 1200 µg/ml by
Nanodrop and 433 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Numéro d'acquisition GenBank:
NM_207309

Identification du gène (NCBI):
91373
Nom complet:
UDP-N-acetylglucosamine
pyrophosphorylase 1-like 1

MW calculé

57 kDa

MW observés:
57-59 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:1000
IF 1:20-1:200

Applications

Applications testées:
IF, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules MDA-MB-453s, cellules A375, cellules
HepG2, cellules K-562

IF : cellules HepG2,

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



MDA-MB-453s cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25262-1-AP (UAP1L1 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of HepG2 cells using 25262-1-AP (UAP1L1 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).