

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-FAM98C



Numéro de catalogue: 25274-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
25274-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 600 µg/ml by
Nanodrop and 347 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG15042

Numéro d'acquisition GenBank:
BC034383

Identification du gène (NCBI):
147965

Nom complet:
family with sequence similarity 98,
member C

MW calculé
349 aa, 37 kDa

MW observés:
37 kDa, 28 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:200-1:1000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules A431,

Informations générales

FAM98C has two isoforms with MW 28-30 kDa and 37-40 kDa.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



A431 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25274-1-AP (FAM98C Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.