

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MLH3



Numéro de catalogue: 25298-1-AP

Phare

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

25298-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 850 µg/ml by Nanodrop and 353 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG18201

Numéro d'acquisition GenBank:

BC112167

Identification du gène (NCBI):

27030

Nom complet:

mutL homolog 3 (E. coli)

MW calculé

1453 aa, 164 kDa

MW observés:

164 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HepG2,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Dazhang Bai	33949657	Hum Mol Genet	WB, IHC
Dazhang Bai	37315918	Prog Neurobiol	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25298-1-AP (MLH3 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.