

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZNF460



Numéro de catalogue: 25299-1-AP

Phare

2 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

25299-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 650 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG18106

Numéro d'acquisition GenBank:

BC118625

Identification du gène (NCBI):

10794

Nom complet:

zinc finger protein 460

MW calculé

562 aa, 64 kDa

MW observés:

65 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

IHC 1:50-1:500

IF 1:200-1:800

## Applications

Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules A431, cellules HeLa, cellules HepG2, cellules Jurkat

IHC : tissu cérébral de souris,

IF : cellules HeLa,

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Tengfei Hao	33976729	J Cancer	WB,IHC
Hao Qin	37405911	Cell Rep	

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Données de validation sélectionnées




A431 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25299-1-AP (ZNF460 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse brain tissue slide using 25299-1-AP (ZNF460 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HeLa cells using ZNF460 antibody (25299-1-AP) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25299-1-AP (ZNF460 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.