

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-COA7



Numéro de catalogue: 25361-1-AP

2 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

25361-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 700 µg/ml by Nanodrop and 367 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG19734

Numéro d'acquisition GenBank:

BC015313

Identification du gène (NCBI):

65260

Nom complet:

chromosome 1 open reading frame

163

MW calculé

231 aa, 26 kDa

MW observés:

25-28 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:5000

IF 1:20-1:200

## Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules A431, cellules COLO 320, cellules PC-3

IF : cellules PC-3,

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Ryan Houston	34495738	Mol Biol Cell	WB
Anabel Martinez Lyons	27683825	J Med Genet	WB

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25361-1-AP (COA7 antibody) at dilution of 1:2500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (10% Formaldehyde) fixed PC-3 cells using 25361-1-AP (C1orf163 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).